



843 VA Peristaltic Pump Station pour les systèmes Compact VA

2.843.0140

La 843 Peristaltic Pump Station dispose de deux pompes péristaltiques intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du b cher de mesure dans des syst mes VA et CVS semi-automatis s ou enti rement automatis s   l'aide du 797 VA Computrace.

La variante pour la voltamp rom trie dispose de tous les accessoires n cessaires au rin age automatique et au vidage du b cher de mesure.

Contenu de la livraison 2.843.0140

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.843.0120

843 Pump Station (peristaltic)

La 843 Pump Station(péristaltique) dispose de deux pompes péristaltiques intégrées. Ces dernières peuvent être commandées au choix, soit directement par l'intermédiaire de l'interface à l'aide de signaux «remote», soit manuellement par pression de touche.



4 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1456.210

Vase de mesure 10-90 mL

Réceptif de mesure pour systèmes VA automatisés.



1 STK

6.1602.115

Adaptateur de siphon pour bouteille / S 40 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage S 40 (Merck...).



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



1 STK

6.1805.020

Tuyau en FEP / M6 / 52 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.180

Tuyau en FEP / M6 / 16 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



4 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.000

Manchon couplage M6



2 STK

6.1819.010

Tuyau en PTFE

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA



4 STK

6.1820.020

Adaptateur M10/M6

Pièce de connexion à filetage M10 pour tuyaux 6.1812.XXX et à filetage M6 pour tuyaux 6.1805.XXX.



4 STK

6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



1 STK

6.1828.020

Connecteur de tuyau quintuple M6 pour bidon

Pour raccorder jusqu'à 5 tuyaux



1 STK

6.1829.020

Tuyau d'aspiration FEP / M6 / 0.5 m

Pour unités de dosage




1 STK

6.2141.280

Câble de connexion 843 Pump Station - 797 VA
Computrace

Câble pour la connexion «remote du 797 VA Computrace avec la 843
Pump Station.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1621.100	Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L. Pour le transport aisé et sûr de bidons pleins.	
6.1801.120	Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m	
6.1808.010	Pièce de couplage 2xM6 2 filetages extérieurs M6. Partie des connexions à vis pour les Unités interchangeables et pour 676 Sample Changer	
6.1812.000	Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m	

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.

