



843 Pump Station (peristaltic) - rinse/aspirate pour Sample Processors

2.843.0150

La 843 Pump Station (péristaltique) dispose de deux pompes péristaltiques intégrées qui peuvent être contrôlées directement via les ordres de pompage du Sample Processor. La variante rinse /aspirate dispose de tous les accessoires nécessaires au vidage automatique du b cher de titrage et au nettoyage de l  quipement de titrage. Ces accessoires sont pr vus pour  tre utilis s avec les Sample Processors 814 et 815.

Contenu de la livraison 2.843.0150

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)

La 843 Pump Station(p ristaltique) dispose de deux pompes p ristaltiques int gr es. Ces derni res peuvent  tre command es au choix, soit directement par l'interm diaire de l'interface   l'aide de signaux «remote», soit manuellement par pression de touche.



1 STK

6.1543.170

Pointe d'aspiration / Filetage M8

Pointe d'aspiration pour les Sample Processor.



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



2 STK

6.1621.100

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L. Pour le transport aisé et sûr de bidons pleins.



4 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m



3 STK

6.1805.060

Tuyau en FEP / M6 / 60 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



3 STK

6.1805.420

Tuyau en FEP / M6 / 48 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.510

Tuyau PTFE / M8 / 60 cm

Protection contre le flambage.



1 STK

6.1808.170

Distributeur pour le rinçage et l'aspiration pour les
Sample Processor

Distributeur pour le montage sur des Sample Processor pour le rinçage et
l'aspiration en cas d'utilisation de pompes raccordées en externe.



2 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



4 STK

6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



2 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



1 STK

6.2141.300

Câble «remote» 843-814/815

Câble «remote» pour la connexion directe d'une 843 Pump Station aux prises pour pompes des Sample Processors 814 et 815



3 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2740.030	Tuyère de rinçage La solution de lavage est appliquée comme jet très fin afin d'éliminer de façon optimale des couches sur les électrodes et les accessoires de titrage. Pour l'équipement de titrage ECO6.5613.000.	

