



843 Peristaltic Pump Station pour systèmes Professional VA/CVS

2.843.0230

La 843 Peristaltic Pump Station permet le rinçage et le vidage automatiques du bécher de mesure dans des systèmes Professional VA/CVS semi-automatisés ou entièrement automatisés. Elle dispose de deux pompes péristaltiques intégrées, qui peuvent être commandées par le signal remote.

Le modèle pour la voltampérométrie (VA) et la voltampérométrie cyclique inverse (CVS) dispose de tous les accessoires nécessaires au rinçage et au vidage automatiques du bécher de mesure. Le câble de connexion doit être commandé séparément.

Contenu de la livraison 2.843.0230

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.843.0120

843 Pump Station (peristaltic)

La 843 Pump Station(péristaltique) dispose de deux pompes péristaltiques intégrées. Ces dernières peuvent être commandées au choix, soit directement par l'intermédiaire de l'interface à l'aide de signaux «remote», soit manuellement par pression de touche.



1 STK

6.1446.000

Bouchon à RN / B-14/(15)



4 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1602.115

Adaptateur de siphon pour bouteille / S 40 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage S 40 (Merck...).



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



2 STK

6.1621.100

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L. Pour le transport aisé et sûr de bidons pleins.



4 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1819.110

Tuyau d'aspiration FEP pour bidon

Tuyau d'aspiration pour adaptateur de siphon pour bidon avec raccord M6. Pour la fabrication des éluants.



4 STK

6.1820.020

Adaptateur M10/M6

Pièce de connexion à filetage M10 pour tuyaux 6.1812.XXX et à filetage M6 pour tuyaux 6.1805.XXX.



4 STK

6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



1 STK

6.1828.020

Connecteur de tuyau quintuple M6 pour bidon

Pour raccorder jusqu'à 5 tuyaux



1 STK

6.1829.070

Set de tuyaux pour appareils Professional VA/CVS

Set de tuyaux pour la tête de mesure des appareils Professional VA/CVS. Comprend 4 tuyaux FEP avec connecteur M6, pointe amincie et protection contre le flambage (2 x 82 mm de longueur et 2 x 110 mm de longueur).



1 STK

6.2053.000

Agrafe pour câble

Agrafe pour câble pour fixer les câbles



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2148.010	Remote Box MSB Interface Remote supplémentaire pour la connexion d'appareils pouvant être commandés via lignes Remote. Avec câble fixe.	
6.2141.280	Câble de connexion 843 Pump Station - 797 VA Computrace Câble pour la connexion «remote» du 797 VA Computrace avec la 843 Pump Station.	
6.2141.300	Câble «remote» 843-814/815 Câble «remote» pour la connexion directe d'une 843 Pump Station aux prises pour pompes des Sample Processors 814 et 815	