



Dosing Package

2.846.1010

Ce Dosing Package est une solution pratique et éprouvée pour un LQH précis, fiable et réalisé selon les prescriptions dans un environnement réglementé ou non.

Faites confiance au Dosing Package pour :

- les applications standard comme distribuer, diluer, aliquoter, pipetter
- la fabrication de solutions standard sur mesure à partir d'une prise d'essai quelconque
- la fabrication de mélanges à partir de solutions de base diverses

Contenu de la livraison 2.846.1010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.846.0010

846 Dosing Interface

Unité de commande compatible USB pour le raccordement de quatre 800 Dosino ou 805 Dosimat maximum pour les tâches de distribution et de manipulation des liquides (LQH). Un Touch Control ou une connexion à un ordinateur avec tiamo™, MagIC Net, viva ou 797 VA Computrace est nécessaire pour la commande.



1 STK

1.800.0030

800 Dosino (câble de 1,5 m de longueur)

Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de dosage intelligentes. Avec câble intégré (longueur 1,5 m).




1 STK

1.900.0010

900 Touch Control

Unité de contrôle pour les Titrandos, les USB Sample Processor, le 856 Conductivity Module, le 867 pH Module et le 846 Dosing Interface. Écran couleur, tactile, à haute résolution, à l'usage facile et intuitif, grâce à l'accès direct aux méthodes via des favoris. Avec interface Ethernet pour connexion directe à l'Internet et interface USB pour la connexion à des imprimantes et des clés USB.



Langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, français, espagnol, portugais, russe, coréen, polonais et italien.

1 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.




1 STK

6.2061.010

Support de bouteille pour Dosinos

Support de bouteille pour jusqu'à 2 Dosinos, monté sur les bouteilles à réactifs de 1 L.




1 STK

6.2065.000

Cadre d'empilage pour 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module

Support du «Reagent Organizer sur la Dosing Interface



1 STK

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



1 STK

6.6064.010

Clé USB pour 900 Touch Control

