



891 Professional Analog Out

2.891.0010

Le 891 Professional Analog Out est un module supplémentaire pour les instruments IC intelligents. Il permet le transfert d'une variété de données chromatographiques en forme de signal analogique à des systèmes de saisie externes.

Contenu de la livraison 2.891.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.891.0010	891 Professional Analog Out
		Le 891 Professional Analog Out est un module supplémentaire pour les instruments IC intelligents. Il permet le transfert d'une variété de données chromatographiques en forme de signal analogique à des systèmes de saisie externes.



1 STK

6.2128.200

Câble 891, analogique

Câble analogique pour la connexion à un convertisseur AD externe.



1 STK

6.2156.070

Câble Extension Module - Professional IC, 1 m

Câble pour la connexion d'un Extension Module à un appareil Professional IC

