



909 UV Digester (230 V)

2.909.0014

Appareil de désagrégation pour la photolyse UV des échantillons d'eau à faible ou moyenne charge organique. Pour la préparation des échantillons en détermination d'éléments traces par voltampérométrie, chromatographie ionique et spectroscopie (AAS, ICP). Appareil intégré avec unité de contrôle et partie humide. Avec refroidissement par air et contrôle automatique de la température et du temps de désagrégation. Pour 12 échantillons chacun d'un volume maximum d'échantillon de 12 mL. Appareil pour 220 à 240 V et 50 à 60 Hz.

Contenu de la livraison 2.909.0014

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.909.0014

909 UV Digester (230 V)

Appareil de désagrégation pour la photolyse UV des échantillons d'eau à faible ou moyenne charge organique. Pour la préparation des échantillons en détermination d'éléments traces par voltampérométrie, chromatographie ionique et spectroscopie (AAS, ICP). Appareil intégré avec unité de contrôle et partie humide. Avec refroidissement par air et contrôle automatique de la température et du temps de désagrégation. Pour 12 échantillons chacun d'un volume maximum d'échantillon de 12 mL. Appareil pour 220 à 240 V et 50 à 60 Hz.




1 STK

6.1110.010

Capteur de température Pt1000 pour 909 UV Digester

Capteur de température Pt1000 (classe B) en verre avec câble fixe (0,5 m) pour connexion au 909 UV Digester.



12 STK

6.1446.100

Bouchon en PTFE pour récipient d'échantillon en quartz UV de 12 ml

Pour récipient d'échantillon en quartz 6.2414.000



1 STK

6.1446.190

Bouchon thermomètre pour capteur de température Pt1000

Pour capteur de température Pt1000 6.1110.010 et récipient d'échantillon en quartz 12 mL 6.2414.000.



1 STK

6.2008.040

Réceptier de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



1 STK

6.2041.240

Support d'échantillons pour réceptiers d'échantillon en quartz de 12 mL

Pour 909 UV Digester.



1 STK

6.2225.000

Panneau d'avertissement UV

Pour 909 UV Digester



12 STK

6.2414.000

Réceptier d'échantillon en quartz 12 mL

Pour 705 UV Digester



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2745.100

Panneau de protection UV

Pour 909 UV Digester.



1 STK

6.2804.090

Lampe à vapeur de mercure pour UV

Lampe à mercure moyenne pression pour 909 UV Digester.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2042.050	Barre de distance pour capteur de température Pt1000

