



910 PSTAT mini

2.910.0010

L'appareil d'entrée de gamme idéal en électrochimie

Le 910 PSTAT mini est un petit potentiostat compact commandé par PC avec connecteur USB destiné à la formation et à des applications simples en recherche et développement. Le logiciel PSTAT fourni est simple et intuitif à utiliser. Il propose les techniques de mesure électrochimiques les plus importantes. Dans le contenu de la livraison, vous trouverez des capteurs à film épais à usage unique ; peu onéreux, ils peuvent être utilisés directement sans préparation ni conditionnement. Chaque capteur contient les 3 électrodes nécessaires : l'électrode de travail en carbone, en or ou en platine d'un diamètre de 4 mm, l'électrode de référence en argent et l'électrode auxiliaire en carbone sur un support céramique.

Les principales applications

- Formation en électrochimie (stages d'étudiants, essais de démonstration)
- Recherche et développement en électrochimie (développement de capteurs, réversibilité des réactions électrochimiques, cinétique des réactions)

Les principaux avantages

- Petit et compact

- Prix avantageux
- Capteurs à usage unique qui ne nécessitent aucune maintenance
- Alimentation électrique via USB
- Logiciel PSTAT simple et intuitif

Le 910 PSTAT mini est livré dans une mallette de transport avec les accessoires suivants :

- 6.2163.000 Câble d'électrode pour 910 PSTAT mini
- 6.2163.010 Câble de connexion pour cellule factice
- 6.1412.000 Bécher de mesure
- 6.1412.010 Couvercle de bécher de mesure 6.1412.000
- 6.2703.020 Support de bécher de mesure 6.1412.000
- Câble USB mini
- CD logiciel
- Cellule factice
- Une sélection d'électrodes à film épais (SPE) : 30 électrodes en carbone, 30 électrodes en or et 15 électrodes en platine dans chaque lot

Contenu de la livraison 2.910.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

L'appareil d'entrée de gamme idéal en électrochimie

Le 910 PSTAT mini est un petit potentiostat compact commandé par PC avec connecteur USB destiné à la formation et à de simples applications en recherche et développement. Le logiciel PSTAT fourni est d'une utilisation simple et intuitive et dispose des techniques de mesure électrochimiques les plus importantes. Dans le contenu de la livraison, vous trouverez des capteurs à film épais à usage unique à prix intéressant et qui peuvent être utilisés directement sans préparation ni conditionnement.



Le 910 PSTAT mini est livré dans une mallette de transport avec les accessoires suivants :

- 6.2163.000 Câble d'électrode pour 910 PSTAT mini
- 6.2163.010 Câble de connexion pour cellule factice
- 6.1412.000 Bécher de mesure
- 6.1412.010 Couvercle de bécher de mesure 6.1412.000
- 6.2703.020 Support de bécher de mesure 6.1412.000
- Câble USB mini
- CD logiciel
- Cellule factice
- Une sélection d'électrodes à film épais (SPE) : 30 électrodes en carbone et en or et 15 électrodes en platine dans chaque lot

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2163.020	Câble Remote pour 910 PSTAT mini


