



TacticID-1064 ST Flex

29530030

Le package Metrohm TacticID-1064 ST Flex permet à l'utilisateur de personnaliser le Metrohm TacticID-1064 ST en fonction de ses besoins. Le package Flex comporte les composants de base nécessaires au fonctionnement du Metrohm TacticID-1064 ST sans accessoires d'échantillonnage. Au moins un accessoire d'échantillonnage est nécessaire pour le fonctionnement.

Le package TacticID-1064 ST Flex comprend l'accessoire polystyrène, un câble USB-C vers USB-C (1,8 m), une alimentation (15 V 3 A) et une batterie TacticID-1064 ST v2.

Contenu de la livraison 29530030

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

66079010

Bibliothèque de produits chimiques généraux et
illicites Metrohm TacticID-1064 ST

La bibliothèque Raman Metrohm de produits chimiques généraux et illicites pour le TacticID-1064 ST de Metrohm inclut les drogues, TIC, TIM, précurseurs et produits chimiques généraux.



1 STK

607509070

TacticID-1064 ST accessoire polystyrène

Smart Tip pour le calibrage et la validation sur le Metrohm TacticID-1064 ST.



1 STK

62133090

Batterie TacticID-1064 ST v2

Batterie TacticID-1064 ST v2 batterie Li-ion 10,8 V.



1 STK

6.2169.010

Alimentation électrique 15 V 3 A

Alimentation électrique 15 V 3 A



1 STK

62169020

USB-C vers câble USB-C, 1,8 m

MS USB-C vers câble USB-C, 1,8 m.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
602709000	TacticID-1064 ST mallette consolidée Mallette robuste pour TacticID-1064 ST	
607507300	TacticID-1064 ST Basic poche d'accessoires intelligents Poche pour accessoires du package TacticID-1064 ST Basic	
607507310	TacticID-1064 ST Advanced poche d'accessoires intelligents Poche pour accessoires du package TacticID-1064 ST Advanced	
607509000	Accessoire intelligent, See-Through Accessoire d'échantillonnage TacticID-1064 ST offrant une taille de spot et une profondeur d'échantillonnage plus grandes pour la capacité « see-through » et empêchant la combustion d'échantillons de couleur.	

607509010

Accessoire intelligent, général

Smart Tip avec une distance de travail de 6 mm.



607509020

Accessoire intelligent, SWD

Accessoire intelligent à courte distance de travail (SWD) avec une distance de travail de 1 mm.



607509030

Accessoire intelligent, support de flacon

Smart Tip pour flacons. Convient aux flacons en verre de 15 mm x 45 mm.



607509040

Accessoire intelligent, LWD

Accessoire intelligent à longue distance de travail (LWD) avec une distance de travail de 8 mm.



607509050

Accessoire intelligent, angle droit

TactiID-1064 ST adaptateur angle droit pour des mesures mains libres.



607509060

Accessoire intelligent, sonde de transflexion

Sonde de transflexion intelligente pour un échantillonnage à contact direct avec une distance de travail d'environ 5 mm.

Longueur : 8 pouces

Pression de fonctionnement : jusqu'à 2 bars à température ambiante



62169000

Adaptateur de fiche international

Adaptateur de fiche international universel.



62169030

Clé USB OTG

Clé USB TactiID-1064 ST pour partage de données et mises à jour système.



62169040

Chargeur véhicule TactiID-1064 ST

Un chargeur véhicule USB-C pour TactiID-1064 ST permet une charge rapide dans un véhicule.



62169050

Socle de chargement de la batterie portable TactiID-1064 ST

Socle de chargement de la batterie portable TactiID-1064 ST pour batterie TactiID-1064 ST v2 batterie 10,8 V Li-Ion.



66079000

Bibliothèque Raman complète Metrohm TactiID-1064 ST


Bibliothèque Raman Metrohm complète - Plus de 29 000 entrées spectrales de produits chimiques, minéraux, de produits chimiques organiques, solvants, polymères, colorants et pigments, TIC, TIM, produits inorganiques et organométalliques, produits d'entretiens personnels et substances illicites pour le TactiID-1064 ST de Metrohm.



66079020

Metrohm TactiID-1064 ST MCRL - Composés inorganiques et organométalliques


Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés inorganiques et organométalliques pour Metrohm TactiID-1064 ST.



66079030

MCRL Metrohm TacticID-1064 ST - Composés organiques


Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques pour Metrohm TacticID-1064 ST.



66079040

MCRL Metrohm TacticID-1064 ST - Produits d'entretien personnels


Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) produits d'entretien personnels pour Metrohm TacticID-1064 ST.



66079050

MCRL Metrohm TacticID-1064 ST - Polymères et additifs polymères


Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) polymères et additifs polymères pour Metrohm TacticID-1064 ST.



66079060

MCRL Metrohm TacticID-1064 ST - Colorants, pigments et teintures


Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) colorants, pigments et teintures pour Metrohm TacticID-1064 ST.



66079070

TDL-EXP : bibliothèque des explosifs Metrohm TacticID-1064 ST


TDL-EXP : bibliothèque des explosifs pour Metrohm TacticID-1064 ST



66079080

TDL-XM-CWA : bibliothèque CWA Metrohm TacticID-1064 ST

TDL-XM-CWA : bibliothèque agents de guerre chimique (Chemical Warfare Agents [CWA]) pour Metrohm TacticID-1064 ST.



66079120

TacticID-1064 ST MCRL Metrohm composés organiques – groupe soufre

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – groupe soufre pour TacticID-1064 ST.



66079130

Bibliothèque Metrohm minéraux TacticID-1064 ST

Bibliothèque Metrohm minéraux pour TacticID-1064 ST.



66079290

TacticID-1064 ST MCRL Metrohm – pesticides

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) pesticides pour Metrohm TacticID-1064 ST.



66079300

TacticID-1064 ST MCRL Metrohm – substances biochimiques

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) substances biochimiques pour Metrohm TacticID-1064 ST.



66079310

TacticID-1064 ST MCRL Metrohm – API

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) principes actifs pharmaceutiques (API) pour TacticID-1064 ST.



66079090

TacticID-1064 ST MCRL Metrohm composés organiques – composés halogénés

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques – composés halogénés pour TacticID-1064 ST.



66079100

TacticID-1064 ST MCRL Metrohm composés organiques – groupe
nitrogène

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques –
groupe nitrogène pour TacticID-1064 ST.



66079110

TacticID-1064 ST MCRL Metrohm composés organiques – groupe
oxygène

Bibliothèque Raman Metrohm complète (MCRL) composés organiques –
groupe oxygène pour TacticID-1064 ST.



67530070

Sangle poignet TacticID-1064 ST

Sangle poignet pour Metrohm TacticID-1064 ST.



67560050

Lunettes de sécurité des laser, longueur d'onde 1 064 nm

Lunettes de sécurité des laser, longueur d'onde 1064 nm.



Sacoche pour série TactiClD. Fabriquée dans un tissu résistant 1000d, de nombreuses poches ergonomiques et un compartiment conçu pour une utilisation intensive et résistant à l'usure. Compatible avec tous les produits TactiClD et les produits NanoRam. Destiné au transport uniquement.

TID-SBG

