



Électrode génératrice sans diaphragme

6.00349.100

Électrode génératrice sans diaphragme pour les titrages coulométriques Karl Fischer, rodage normalisé 29/22. Cette électrode génératrice convient à la plupart des applications dans lesquelles l'échantillon se dissout bien dans l'alcool.

Cette électrode est dotée d'un connecteur du câble coudé vers le haut.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2104.120	Câble d'électrode / 1 m / H Avec fiche H. Pour la connexion d'électrode génératrice - Coulomètre KF. Longueur: 1 m



6.2104.620

Câble d'électrode / 0,65 m / H

Avec fiche H, pour la liaison Électrode génératrice - Coulomètre

