



Micro-titrode Au (longueur d'installation 30,8 cm)

6.00435.120

Électrode annulaire en or combinée à membrane de verre pH comme électrode de référence, longueur d'installation = 30,8 cm, rétrécie à un diamètre de 6,4 mm.

Cette électrode ne nécessitant aucune maintenance convient aux titrages Redox en cas de valeur pH constante, par ex. :

- Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO, ferrométrie)
- Détermination de la pénicilline et de l'ampicilline
- Titrages avec $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
- Titrages en présence de chrome ou de fer

Cette électrode est conservée dans l'eau distillée.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.

