



Électrode annulaire iAg combinée

6.00450.300

Électrode annulaire en argent combinée, intelligente avec puce de mémoire intégrée pour les données du capteur.

Cette électrode convient aux titrages par précipitation en cas de valeur pH variable (nitrate d'argent comme titrant), par ex. de :

- Chlorure, bromure, iodure
- Sulfures
- Sulfure d'hydrogène
- Mercaptans
- Cyanures

Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination et l'anneau en argent scellé est résistant aux acides fortement concentrés et aux solutions salines.

Du $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ est utilisé en tant qu'électrolyte de référence et pour la conservation.

Contenu de la livraison 6.00450.300

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.
		
1 STK	6.2008.040	Réceptacle de conservation Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.
		

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.854.0010	854 iConnect	
	854 iConnect - le câble d'électrode et amplificateur de mesure pour électrodes intelligentes « iTrodes » (longueur de câble 150 cm).	
6.2310.010	Électrolyte KNO ₃ -1 mol/L 250 mL	
	Solution d'électrolyte KNO ₃ 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)	