



## Titrode iAg

6.00470.300

Électrode annulaire en argent combinée, intelligente à membrane de verre pH comme électrode de référence et puce de mémoire intégrée pour les données du capteur.

Cette électrode ne nécessitant aucune maintenance convient aux titrages par précipitation sous pH constant (nitrate d'argent comme titrant), par ex. de :

- Chlorure, bromure, iodure
- Sulfures
- Sulfure d'hydrogène
- Mercaptans
- Cyanures

Cette électrode est conservée dans l'eau distillée.

En fonction de l'application, il est recommandé d'utiliser une titrode en argent avec revêtement d'Ag<sub>2</sub>S qui peut être commandée en conséquence.

Les iTrodes peuvent être utilisées sur un Titrand, un Ti-Touch ou un 913/914 Meter.

## Contenu de la livraison 6.00470.300

| Qt.   | Order no.  | Description                                                                                                         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 6.1236.050 | Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm<br>Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène. |



---

|       |            |                                                                                                                                     |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 6.2008.040 | Réceptif de conservation<br>Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units. |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.854.0010 | 854 iConnect<br><br>854 iConnect - le câble d'électrode et amplificateur de mesure pour électrodes intelligentes « iTrodes » (longueur de câble 150 cm). |

---

