



## Cellule de mesure de conductivité $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe, 2,0 m)

6.00924.080

Cellule de mesure de conductivité à 4 pôles avec constante de cellule  $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$  (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (2,0 m) de connexion à l'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Grâce à la tige en PEEK robuste/incassable, ce capteur présente une très grande résistance mécanique et est adapté aux mesures automatisées de moyenne conductivité (de  $15 \mu\text{S/cm}$  à  $250 \text{ mS/cm}$ ) comme dans :

- l'eau potable
- les eaux de surface
- les eaux usées

Contenu de la livraison 6.00924.080

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

20 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



## Accessoires optionnels

| Order no. | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 6.2324.010 | Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL |
|------------|----------------------------------------------------------|

Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de 0.1/cm.



---

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6.2324.110 | Solution standard de conductivité 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30 mL |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|

Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule  $c = 0,1/\text{cm}$ .



---

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 6.2301.060 | Étalon ionique KCl 250 mL |
|------------|---------------------------|

Standard ionique KCl ( $c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$ ), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25 °C).



---

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 6.02101.020 | Module de mesure de conductivité |
|-------------|----------------------------------|

Canal de mesure pour un OMNIS Titrator ou Titration Module pour le raccordement cellules de mesure de conductivité.

