



Metrosep C Trap 1 - 30/4.0

6.01015.030

Colonne cationique courte à haute capacité utilisée pour le nettoyage du flux d'éluant. Même les réactifs de la plus grande qualité, tels que « ultrapurs » ou « puriss », peuvent encore contenir une contamination cationique minimale. La Metrosep C Trap 1 - 30/4.0 permet de la retenir totalement.

Contenu de la livraison 6.01015.030

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

