



Metrosep A Supp 4 - 250/2,0

6.01021.230

La colonne microbore Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 est une colonne tout particulièrement robuste, disposant de très bonnes caractéristiques de séparation. La phase de séparation est composée de particules d'alcool polyvinylique d'un diamètre de 9 µm avec des groupes ammonium quaternaires. Cette structure garantit une haute stabilité et une tolérance plus importante envers les particules très fines susceptibles de passer à travers la plaque de filtre intégrée. La colonne Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 a une capacité d'échange d'ions moyenne adaptée à tous les travaux de routine dans le domaine des analyses des eaux.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01021.600	Metrosep A Supp 4 Guard/2,0

La Metrosep A Supp 4 Guard/2,0 protège la colonne CI pour anions Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 de manière fiable contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

