



Metrosep A Supp 4 Guard/2,0

6.01021.600

La Metrosep A Supp 4 Guard/2,0 protège la colonne CI pour anions Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 de manière fiable contre les contaminations provenant des échantillons et de l'éluant.

Contenu de la livraison 6.01021.600

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.		

