



Metrosep A Supp 17 - 100/4,0

6.01032.410

Les colonnes Metrosep A Supp 17 sont des colonnes de séparation des anions pour un emploi à température ambiante, présentant un rapport performance/prix très avantageux. La Metrosep A Supp 17 - 100/4,0 permet de séparer les anions standard dans des délais brefs. Grâce à la grande flexibilité des débits d'écoulement (jusqu'à 1,8 mL/min), il est possible d'obtenir des temps d'analyse très réduits, en fonction des problèmes de séparation.

Contenu de la livraison 6.01032.410

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01032.500	Metrosep A Supp 17 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 17 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 17 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.01032.510	Metrosep A Supp 17 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 17 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 17 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.01032.530	Metrosep A Supp 17 S-Guard - 50/4,0	
	La Metrosep A Supp 17 S-Guard 50/4,0 protège les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 17 de manière efficace contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	