



Metrosep A Supp 17 Guard/4,0

6.01032.500

La Metrosep A Supp 17 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 17 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.

Contenu de la livraison 6.01032.500

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
		Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

