



Metrosep A Supp 18 - 250/4.0

6.01033.430

La sélectivité des colonnes Metrosep A Supp 18 est spécifiquement prévue pour les travaux avec des éluants d'hydroxyde. La Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 est la version la plus longue des colonnes A Supp 18. La faible dimension des particules de 3,5 μm permet d'atteindre des performances de séparation élevées. Les pics symétriques permettent une grande simplicité de détermination des anions, même dans les gammes basses de concentration en $\mu\text{g/L}$. La Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 est particulièrement adaptée à la séparation des oxyhalogénures chlorite, bromate et chlorate, en plus des anions standard, à température ambiante.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

La Metrosep A Supp 18 Guard/4,0 protège la colonne analytique de séparation Metrosep A Supp 18 de manière efficace contre les contaminations issues de l'échantillon ou de l'éluant. Cette précolonne contient le même matériau de séparation que les colonnes de séparation Metrosep A Supp 18, est comme elles fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer sa performance de séparation chromatographique.

