



Metrosep A Supp 18 Guard/4.0

6.01033.500

La Metrosep A Supp 18 Guard/4,0 protège la colonne analytique de séparation Metrosep A Supp 18 de manière efficace contre les contaminations issues de l'échantillon ou de l'éluant. Cette précolonne contient le même matériau de séparation que les colonnes de séparation Metrosep A Supp 18, est comme elles fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer sa performance de séparation chromatographique.

Contenu de la livraison 6.01033.500

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

