



Metrosep A Supp 19 - 50/4,0

6.01034.450

La famille de produits Metrosep A Supp 19 se caractérise par d'excellentes propriétés de séparation et une capacité élevée. La variante la plus courte de cette série, le Metrosep A Supp 19 - 50/4,0, amène ces avantages au niveau supérieur pour les applications exigeant une analyse ultra rapide. Avec des délais d'élution exceptionnellement courts et d'excellentes formes de pic, cette colonne de séparation est conçue pour les laboratoires nécessitant un rendement maximal sans compromis sur la fiabilité.

Malgré la faible longueur de la colonne, le Metrosep A Supp 19 - 50/4,0 fournit une performance extrêmement stable à des débits et des pressions élevés, garantissant ainsi la même robustesse mécanique, thermique et chimique que toute la gamme Metrosep A Supp 19. Cela en fait la solution idéale pour l'analyse de routine rapide dans laquelle la vitesse, la stabilité et la reproductibilité jouent un rôle essentiel.

Grâce au matériau de remplissage optimisé et à sa grande capacité d'échange d'anions, le Metrosep A Supp 19 - 50/4,0 autorise la détermination fiable des anions standard en seulement 4 minutes. Ses heures de fonctionnement particulièrement courtes garantissent un débit d'échantillons très élevé, au plus grand avantage des laboratoires sous contrat, des séquences de dépistage et de tous les environnements dans lesquels une chromatographie ionique rapide est déterminante.

Contenu de la livraison 6.01034.450

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0

Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 fournit une protection fiable des colonnes de séparation anioniques de la famille de produits Metrosep A Supp 19 contre la contamination de l'échantillon ou de l'éluant et prolonge ainsi considérablement leur durée de vie. Les précolonnes et les colonnes de séparation de la famille de produits Metrosep A Supp 19 sont fabriquées en PEEK et remplies du même matériau. Cela garantit que les performances de séparation chromatographique ne sont en aucun cas compromises.

Le système « On Column Guard » permet de visser directement et confortablement la précolonne sur la colonne de séparation anionique. Le prix avantageux et la facilité de manipulation font de Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 la protection idéale de la colonne de séparation.

