



Metrosep A Supp 19 Guard/4.0

6.01034.500

Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 fournit une protection fiable des colonnes de séparation anioniques de la famille de produits Metrosep A Supp 19 contre la contamination de l'échantillon ou de l'éluant et prolonge ainsi considérablement leur durée de vie. Les précolonnes et les colonnes de séparation de la famille de produits Metrosep A Supp 19 sont fabriquées en PEEK et remplies du même matériau. Cela garantit que les performances de séparation chromatographique ne sont en aucun cas compromises.

Le système « On Column Guard » permet de visser directement et confortablement la précolonne sur la colonne de séparation anionique. Le prix avantageux et la facilité de manipulation font de Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 la protection idéale de la colonne de séparation.

Contenu de la livraison 6.01034.500

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

