



Metrosep A Supp 20 Guard/4,0

6.01035.500

Le Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 garantit une protection fiable des colonnes de séparation Metrosep A Supp 20 en empêchant les polluants venant de l'échantillon ou de l'éluant de pénétrer dans la colonne de séparation. Remplie avec la même phase stationnaire que les colonnes de séparation correspondantes et abritée dans un boîtier en PEEK stable sur le plan chimique, cette précolonne préserve la performance de colonne et prolonge la durée de vie de la colonne de séparation principale sans compromettre la qualité chromatographique.

Contenu de la livraison 6.01035.500

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

