



Metrosep C 6 - 150/2,0

6.01051.220

Le matériau haute capacité de la C 6 fait de la version microbore de la colonne Metrosep C 6 - 150 /4,0 la solution optimale pour la séparation des cations standard à des concentrations très différentes avec des temps de rétention raisonnables. Les eaux potables présentant de faibles teneurs en ammonium peuvent être déterminées à l'aide de cette colonne.

La colonne convient pour le couplage CI-SM.

Contenu de la livraison 6.01051.220

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
		Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2,0

La précolonne Metrosep C 6 Guard/2,0 est basée sur le matériau de séparation C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle augmente la durée de vie des colonnes de séparation analytiques. La Metrosep C 6 Guard/2,0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte directement sur la colonne de séparation concernée en n'ajoutant pratiquement aucun volume mort.

