



Metrosep C 6 - 250/2,0

6.01051.230

La colonne Metrosep C 6 - 250/2,0 est la colonne microbore pour cations avec la plus haute capacité de la série C 6 . Elle est destinée aux applications exigeant des performances de séparation très élevées. Cette colonne permet d'analyser de manière fiable des échantillons présentant des différences de concentration extrêmes. La séparation en particulier du sodium et de l'ammonium est excellente.

La colonne convient pour le couplage CI-SM.

Contenu de la livraison 6.01051.230

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2,0

La précolonne Metrosep C 6 Guard/2,0 est basée sur le matériau de séparation C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle augmente la durée de vie des colonnes de séparation analytiques. La Metrosep C 6 Guard/2,0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte directement sur la colonne de séparation concernée en n'ajoutant pratiquement aucun volume mort.

