



# Metrosep C 6 Guard/2,0

6.01051.600

La précolonne Metrosep C 6 Guard/2,0 est basée sur le matériau de séparation C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle augmente la durée de vie des colonnes de séparation analytiques. La Metrosep C 6 Guard/2,0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte directement sur la colonne de séparation concernée en n'ajoutant pratiquement aucun volume mort.

## Contenu de la livraison 6.01051.600

| Qt.   | Order no.  | Description    |
|-------|------------|----------------|
| 1 STK | 6.2744.060 | Bouchon fileté |

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

