



Metrosep C Supp 2 - 150/4.0

6.01053.420

La colonne Metrosep C Supp 2 - 150/4.0 est la colonne de séparation standard de la famille Metrosep C Supp 2. Elle convient à la séparation et à la détermination des cations monovalents et bivalents avec une excellente séparation sodium/ammonium. Le matériau de séparation de la Metrosep C Supp 2 est basé sur un copolymère de polystyrène-divinylbenzène avec groupes carboxyles. La colonne est utilisée avec une suppression séquentielle. Elle est par conséquent particulièrement adaptée à la détermination de concentrations dans la plage moyenne des $\mu\text{g/L}$ et inférieures.

Contenu de la livraison 6.01053.420

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0

La précolonne Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 contient le matériau de séparation de la colonne C Supp 2 et sert de protection aux colonnes cationiques Metrosep C Supp 2. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et est montée sur la colonne de séparation correspondante pratiquement sans volume mort.

