



Metrosep C Supp 2 - 250/4.0

6.01053.430

La colonne de séparation la plus longue de la famille Metrosep C Supp 2 est la Metrosep C Supp 2 - 250/4.0. Le matériau de séparation de la Metrosep C Supp 2 est basé sur un copolymère de polystyrène-divinylbenzène avec groupes carboxyles. Du fait de la séparation optimisée du sodium /ammonium de ce matériau de séparation, cette colonne est idéale pour les déterminations de concentrations d'ammonium infimes accompagnées d'une grande quantité de sodium. La colonne est utilisée avec une suppression séquentielle. Elle est par conséquent particulièrement adaptée à la détermination de concentrations dans la plage moyenne des µg/L et inférieures.

Contenu de la livraison 6.01053.430

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0

La précolonne Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 contient le matériau de séparation de la colonne C Supp 2 et sert de protection aux colonnes cationiques Metrosep C Supp 2. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et est montée sur la colonne de séparation correspondante pratiquement sans volume mort.

