



Metrosep C Supp 2 Guard/4.0

6.01053.500

La précolonne Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 contient le matériau de séparation de la colonne C Supp 2 et sert de protection aux colonnes cationiques Metrosep C Supp 2. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et est montée sur la colonne de séparation correspondante pratiquement sans volume mort.

Contenu de la livraison 6.01053.500

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
		Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

