



Douille de rodage d'agitateur à hélice pour 6.01403.050

6.01201.000

Douille de rodage d'agitateur à hélice pour l'utilisation d'un agitateur à hélice au lieu d'un homogénéiseur dans la tête de titrage 6.01403.050

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01403.050	Tête de titrage pour KFT avec pointes de burette renforcées (P&P) Tête de titrage pour le titrage Karl Fischer dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place. La tête de titrage offre, outre deux pointes anti-diffusion renforcées, un orifice pour l'utilisation d'un broyeur (Polytron 1300D) ou d'un agitateur à hélice.



6.01900.030

Tige d'agitation 20 mm en ETFE

Tige d'agitation de 20 mm, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou Rod Stirrer « Sample Robot »

