



# Tête de mesure (scTRACE Gold) pour le banc de mesure du 946 Portable VA Analyzer

6.01256.010

Tête de mesure avec agitateur intégré pour les mesures avec la scTRACE Gold.


## Accessoires optionnels

| Order no.   | Description                                      |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 6.01204.000 | Pointe d'agitateur                               |
|             | Pointe d'agitateur pour 946 Portable VA Analyzer |



6.01408.000 Joint torique 46 x 2,5 mm

Pour le banc de mesure du 946 Portable VA Analyzer. Jeu de 2 pièces.



---

6.02621.000 Clé à fourche de 4 mm



---

6.1258.000 scTRACE Gold (jeu de 4 électrodes)

Électrode à microfil en or sur une base à film épais pour déterminer l'arsenic dans les eaux. L'électrode scTRACE Gold est un capteur voltampérométrique combiné pour la voltampérométrie. Une électrode de travail à microfil en or, une électrode de référence Ag/AgCl et une électrode auxiliaire en carbone sont logées sur un capteur. De maniement simple et pratiquement sans maintenance, la scTRACE Gold permet de déterminer des traces d'arsenic dans l'eau. Avec la tige d'électrode 6.1241.080, elle peut être utilisée sur tous les postes de mesure voltampérométriques de Metrohm.

