



Tête de mesure (SPE) pour le banc de mesure du 946 Portable VA Analyzer

6.01256.020

Tête de mesure avec agitateur intégré pour les mesures avec les électrodes à film épais (*Screen-Printed Electrodes, SPE*).


Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01204.000	Pointe d'agitateur
	Pointe d'agitateur pour 946 Portable VA Analyzer



6.01408.000 Joint torique 46 x 2,5 mm

Pour le banc de mesure du 946 Portable VA Analyzer. Jeu de 2 pièces.



6.1241.200 Écrou pour tige d'électrode SPE

Écrou pour tige d'électrode SPE 6.1241.090 et tête de mesure (SPE) 6.01256.020.



6.1241.210 Rondelle d'appui pour tige d'électrode SPE

Rondelle d'appui en PTFE pour tige d'électrode SPE 6.1241.090 et tête de mesure (SPE) 6.01256.020.



6.1244.060 Joint en silicone pour tige d'électrode SPE (10 unités)

Joint en silicone pour tige d'électrode SPE 6.1241.090 et tête de mesure (SPE) 6.01256.020, 10 unités.



6.02621.000

Clé à fourche de 4 mm

