



Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, 10 pièces

6.01400.003

Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02041.010	Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 250 mL, (PP)
	Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.
	Plastique : polypropylène (PP)



6.01403.000

Tête de titrage 6xNS14 / 3xNS9 (P&P)

Tête de titrage avec 6 orifices NS14 et 3 NS9 pour une utilisation dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place



6.01900.010

Tige d'agitation 30 mm ETFE

Tige d'agitation de 30 mm en ETFE, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou un Rod Stirrer « Sample Robot »



6.02601.010

Doigts de préhenseur 43 - 65 mm

Doigts de préhenseur pour OMNIS Sample Robot Pick&Place pour saisir les béchers d'échantillon d'un diamètre extérieur de 43 à 65 mm.



6.02710.050

Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 250 mL, 9 unités

Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon de 250 mL, 6.01400.000, 6.01400.003 et 6.01400.100, dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.

