



Bécher d'échantillon en plastique (PP) 250 mL, 10 pc

6.01400.100

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02041.010	Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 250 mL, (PP) Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100. Plastique : polypropylène (PP)



6.02601.010 Doigts de préhenseur 43 - 65 mm

Doigts de préhenseur pour OMNIS Sample Robot Pick&Place pour saisir les béchers d'échantillon d'un diamètre extérieur de 43 à 65 mm.



6.01403.000 Tête de titrage 6xNS14 / 3xNS9 (P&P)

Tête de titrage avec 6 orifices NS14 et 3 NS9 pour une utilisation dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place



6.01900.010 Tige d'agitation 30 mm ETFE

Tige d'agitation de 30 mm en ETFE, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou un Rod Stirrer « Sample Robot »



6.02601.020 Doigts de préhenseur 50 - 72 mm

Doigts de préhenseur pour OMNIS Sample Robot Pick&Place pour saisir les béchers d'échantillon d'un diamètre extérieur de 50 à 72 mm.



6.02710.050 Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 250 mL, 9
unités

Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon de 250 mL, 6.01400.000,
6.01400.003 et 6.01400.100, dans le système OMNIS Sample Robot
Pick&Place.

