




Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 20 pièces

6.01400.200

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02041.030	Rack d'échantillons OMNIS, 16 x 120 mL, (PP)
	Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 16 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.01400.200, 6.01400.300, 6.01400.303.
	Plastique : polypropylène (PP)



6.01404.030 Adaptateur pour b cher d' chantillon OMNIS de 120 mL

Adaptateur pour centrer le b cher d' chantillon de 120 mL dans le chariot des modules Pick&Place



6.01403.030 T te de titrage 3xNS14 / 4x6,4 mm (P&P)

T te de titrage avec 3 orifices NS14 et 4 orifices de 6,4 mm pour utiliser des b chers de 120 mL dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec 2 pointes de dosage r tract es. Pr par e pour  tre  quip e de tuyaux de rin age et d'aspiration.



6.02601.010 Doigts de pr henseur 43 - 65 mm

Doigts de pr henseur pour OMNIS Sample Robot Pick&Place pour saisir les b chers d' chantillon d'un diam tre ext rieur de 43   65 mm.



6.01900.030 Tige d'agitation 20 mm en ETFE

Tige d'agitation de 20 mm, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou Rod Stirrer « Sample Robot »



6.02710.040 Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 120 mL, 16 unités

Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon de 120 mL, 6.01400.200, 6.01400.300 et 6.01400.303, dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.010 Couvercle KF Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 120 mL, 16 unités

Couvercle avec joints pour le titrage volumétrique Karl Fischer dans des béchers d'échantillon 6.01400.200, 6.01400.300 et 6.01400.303 dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.

