



Tête de titrage 6xNS14 / 3xNS9 (P&P)

6.01403.000

Tête de titrage avec 6 orifices NS14 et 3 NS9 pour une utilisation dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place

Contenu de la livraison 6.01403.000

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.1236.020	Douille à RN 14/12 mm
		Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



5 STK

6.1446.000

Bouchon à RN / B-14/(15)



3 STK

6.1446.010

Bouchon

Pour Passeurs d'échantillons



1 STK

6.1446.160

Bouchon thermomètre / B-14/15 / position inclinée

Pour mettre les insertions dans la tête de titrage 6.1458.010 dans une position inclinée.



3 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.

