



Tête de titrage 3xNS14 / 4x6,4 mm (P&P)

6.01403.030

Tête de titrage avec 3 orifices NS14 et 4 orifices de 6,4 mm pour utiliser des béchers de 120 mL dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec 2 pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage et d'aspiration.

Contenu de la livraison 6.01403.030

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.1236.020	Douille à RN 14/12 mm
		Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



2 STK

6.1446.000

Bouchon à RN / B-14/(15)



2 STK

6.1808.000

Manchon couplage M6



2 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1829.050	Tuyaux de remplacement pour tuyaux rentrés dans les têtes de titrage et les bras pivotants Trois tuyaux de remplacement avec pointe effilée.	