




Tête de titrage 2xNS14 (P&P)

6.01403.040

Tête de titrage avec 2 orifices NS14 à utiliser dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place et 3 pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage. Un tuyau d'aspiration est déjà rétracté dans la tête de titrage.

Contenu de la livraison 6.01403.040

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.1236.020	Douille à RN 14/12 mm
		Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



1 STK

6.1446.000

Bouchon à RN / B-14/(15)



4 STK

6.1808.000

Manchon couplage M6



1 STK

6.1808.230

Adaptateur intérieur M6 / M8

Adaptateur avec filetage intérieur M6 et M8



3 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1829.050	Tuyaux de remplacement pour tuyaux rentrés dans les têtes de titrage et les bras pivotants Trois tuyaux de remplacement avec pointe effilée.	