



Tête de titrage pour KFT avec pointes de burette renforcées (P&P)

6.01403.050

Tête de titrage pour le titrage Karl Fischer dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place. La tête de titrage offre, outre deux pointes anti-diffusion renforcées, un orifice pour l'utilisation d'un broyeur (Polytron 1300D) ou d'un agitateur à hélice.

Contenu de la livraison 6.01403.050

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.1808.000	Manchon couplage M6



2 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.9012.010	Agrégat de dispersion pour Polytron, 157 mm Agrégat de dispersion spécial (version Metrohm) avec couteaux saillants	
6.01201.000	Douille de rodage d'agitateur à hélice pour 6.01403.050 Douille de rodage d'agitateur à hélice pour l'utilisation d'un agitateur à hélice au lieu d'un homogénéiseur dans la tête de titrage 6.01403.050	