



Tête de titrage 3xNS14/4x6,4 mm pour b cher d' chantillon de 200 mL   usage unique (P&P)

6.01403.060

T te de titrage avec 3 orifices NS14 et 4 orifices de 6,4 mm pour utiliser des b chers en PP de 200 mL   usage unique (6.1459.310) ou des godets de 150 mL (de forme haute et sans bec verseur) dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec deux pointes de dosage r tract es. Pr par e pour  tre  quip e de tuyaux de rin age et d'aspiration.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1829.050	Tuyaux de remplacement pour tuyaux rentr�s dans les t�tes de titrage et les bras pivotants Trois tuyaux de remplacement avec pointe effil�e.



6.1459.310

Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (PP) 200 mL,
1 000 pièces

Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (polypropylène, PP)
200 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 6.02041.020, aux racks
d'échantillons 6.2041.370 et 6.2041.830, 1 000 pièces.

