



Adaptateur pour bécher d'échantillon OMNIS de 120 mL

6.01404.030

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 120 mL dans le chariot des modules Pick&Place

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01400.200	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 20 pièces
	Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.



6.01400.300 Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, 20 pc

Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, adapté au rack d'échantillons
OMNIS 602041030, 20 pièces.



6.01400.303 Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, 20 pièces

Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, adapté au rack d'échantillons
OMNIS 602041030, 20 pièces

