




Adaptateur pour bécher d'échantillon OMNIS de 75 mL

6.01404.040

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 75 mL dans le chariot des modules Pick&Place

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01402.000	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 30 pc
	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041040, 30 pc



6.01402.003 Bécher d'échantillon en verre brun 75 mL, 30 pc

Bécher d'échantillon en verre brun 75 mL, adapté au rack d'échantillons
OMNIS 602041040, 30 pc

