



Couvercle de récipient de titrage OMNIS destiné aux récipients de titrage 601406XXX pour Polytron

6.01405.040

Couvercle de récipient de titrage destiné au titrage volumétrique Karl Fischer avec un OMNIS Titrator et Polytron.

Contenu de la livraison 6.01405.040

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1454.130	Joint profilé en FPM pour 61414xxx pour appareils KF et VA



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.02709.030	Embout fileté	
	Embout fileté en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	
6.02709.020	Bouchon à septum	
	Bouchon à septum en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	
6.02709.040	Bouchon de fermeture	
	Bouchon de fermeture pour couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	