



Couvercle de récipient de titrage Eco destiné aux récipients de titrage 601406XXX pour Polytron

6.01405.060

Couvercle de récipient de titrage destiné au titrage volumétrique Karl Fischer avec un Eco KF Titrator et Polytron

Contenu de la livraison 6.01405.060

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1454.130	Joint profilé en FPM pour 61414xxx pour appareils KF et VA



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01408.010	Jeu de joints d'étanchéité pour la cellule de titrage Karl Fischer Jeu de joints d'étanchéité complet, pour 6.05609.000 et 6.05609.010.	
6.02709.010	Bouchon Bouchon en plastique, pour le titreur OMNIS Karl Fischer 2.1001.4220.	
6.02709.020	Bouchon à septum Bouchon à septum en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	
6.02709.030	Embout fileté Embout fileté en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	

6.02709.040

Bouchon de fermeture

Bouchon de fermeture pour couvercles de récipient de titrage
6014050X0.



6.02709.050

Douille de guidage

Pour fixer le Polytron dans la partie supérieure du récipient de titrage
601405040.

