



Réipient de titrage 50 – 150 mL

6.01406.250

Réipient de titrage 50 – 150 mL avec fermeture à vis pour une utilisation avec couvercle de réipient de titrage 6014050X0.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01405.010	Couvercle de réipient de titrage OMNIS destiné au titrage volumétrique Karl Fischer
	Couvercle de réipient de titrage destiné au titrage volumétrique Karl Fischer avec un OMNIS Titrator.



6.01405.040 Couvercle de récipient de titrage OMNIS destiné aux réipients de titrage
601406XXX pour Polytron

Couvercle de récipient de titrage destiné au titrage volumétrique Karl
Fischer avec un OMNIS Titrator et Polytron.



6.01405.000 Couvercle de récipient de titrage OMNIS 5 x RN 14

Couvercle de récipient de titrage à cinq orifices RN 14 destiné aux
réipients de titrage 601406XX0 avec fermeture à vis.

