



Unité de cylindre OMNIS spéciale 10 mL sans accessoires

6.01508.210

Unité de cylindre intelligente 10 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Cette unité de cylindre est spécialement recommandée pour les solutions suivantes :

- Solutions alcalines aqueuses
- Titrant 5
- Solutions de nitrate d'argent
- Solutions alcalines non aqueuses
- Solutions de permanganate
- Solutions EDTA

Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.

Contenu de la livraison 6.01508.210

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.2803.010

Graisse (2 g)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.05700.460	Kit de consommables unité de cylindre OMNIS spéciale 10 mL	
	Unité de cylindre spéciale, 10 mL, complète avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage, boîtier et puce électronique de données. Pour unité de cylindre OMNIS 6.03004.210.	
6.05700.140	Kit de consommables unité de cylindre OMNIS	
	Connexions tubulaires FEP M6 (40 cm) et pointe anti-diffusion pour les unités de cylindre OMNIS 6.03001.xxx et 6.03004.xxx.	