



Unité de cylindre OMNIS spéciale 20 mL sans accessoires

6.01508.220

Unité de cylindre intelligente 20 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Cette unité de cylindre est spécialement recommandée pour les solutions suivantes :

- Solutions aqueuses alcalines
- Titrant 5
- Solutions de nitrate d'argent
- Solutions non aqueuses alcalines
- Solutions de permanganate
- Solutions EDTA

Sans tuyau de dosage et pointe anti-diffusion.

Contenu de la livraison 6.01508.220

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.2803.010

Graisse (2 g)

Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX

