




Pointe d'aspiration pour automatisation

6.01543.100

Pointe d'aspiration pour les titrages OMNIS automatisés.

Contenu de la livraison 6.01543.100

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.01543.000	Pointe d'aspiration M8

Pour aspirer le réactif en association avec l'OMNIS Solvent Module.



1 STK

6.01543.110

Tuyau de pointe d'aspiration pour automatisation, 3
unités

Tuyau de rechange pour pointe d'aspiration 601543100.

