



OMNIS Liquid Adapter


6.01600.010

Adaptateur permettant le raccordement de bouteilles à réactifs en technologie 3S à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02106.010	Câble de rallonge pour Liquid Adapter 2 m

Câble de rallonge (longueur 2 m) pour raccorder un OMNIS Liquid Adapter à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.



6.02106.000 Câble de rallonge pour Liquid Adapter 0,55 m

Câble de rallonge (longueur 0,55 m) pour raccorder un OMNIS Liquid Adapter à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.



6.01602.000 Couplage d'aspiration pour 6.01600.010

Couplage d'aspiration en pièce de rechange pour un 6.01600.010 OMNIS Liquid Adapter

