



Adaptateur pour bouteille multi-usage

6.01601.000

Adaptateur pour bouteille réutilisable en technologie 3S, permettant le raccordement de bouteille à réactifs à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.

Contenu de la livraison 6.01601.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02701.010	Bague d'étanchéité PTFE pour 601601000 (5 unités)

Bague d'étanchéité PTFE pour adaptateur pour bouteille multi-usage.



1 STK

6.1819.020

Tuyau

Pour alésages filetés M6. Pour siphons de flacon 6.1602.1XX

